

Características especiales:

- Hecho por moldes de manos ergonómicos, ayuda a reducir la fatiga de mano durante la operación.
- Diseño dedo recto. Fácil de ponerse.
- Con polvo de maicena absorbible.
- Suave superficie en área de los dedos, ofrecer más sensibilidad táctil.
- Única fórmula hace los guantes más elástico y más blando.
- La penetración del probado Phi-X174 Bacteriófago con ASTM F 1671.



Especificación de Producto Ref. 1018

Descripción de Producto	<i>Guantes quirúrgicos de látex, pre-polvo, superficie suave, dedo recto, puño rizado, tamaño repujado, esterilizado.</i>								
Tamaño		5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
Anchura de la palma	mm	70±6	76±6	83±6	89±6	95±6	102±6	108±6	114±6
Longitud Total	mm	275 ± 10							
	inch	10.83 ± 0.4							
Espesor de la capa sola		Dedos			Palma		Puño		
	mm	0.21 ± 0.03			0.20 ± 0.02		0.17 ± 0.01		
	mil	8.27 ± 1.18			7.87 ± 0.79		6.69 ± 0.39		
Propiedad Física	Tipo	Antes de envejecimiento				Después de envejecimiento			
		Estándar	MocareHealth		Estándar	MocareHealth			
	Fuerza a romper (N)	9		16		9		15	
	Resistencia a la tensión (Mpa)	24 (min)		26		18 (min)		21	
	Máxima elongación (%)	750		830		560		800	
Estrés en 500% elongación (Mpa)	5.5 (max)		4.7		-		-		
Esterilización	Esterilización por Gamma								
Estándar de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Se conforma con ASTM F 1671, ASTM D 3577, ASTM D 5712, EN 455, ISO10282 y AS/NZS 4179 • Agujero de alfiler 1.5 / 1.0 / 0.65 <i>optional</i>. • Obtuvo CE, FDA 510K. 								
Embalaje	50 pares / caja, 6 cajas/ cartón								

Mocare Health Co., Ltd.

Tel : 886-4-8762747 SitioWeb : <http://www.mocarehealth.com>

Fax : 886-4-8762749 E-mail : service@mocarehealth.com

Oficina : No.216, Laonong Rd., Tianzhong Township, Changhua County , 52046, Taiwan (R.O.C.)



