

Características especiales:

- El diseño de 3 capas; 2 capas de látex con revestimiento de polímero adicional. Capacidad de ponerse en húmedo y durabilidad mejorada.
- Mejor agarre de rendimiento que el modelo estándar.
- Contenido de proteína muy bajo, menos que 50µg/dm².
- Hecho de caucho del látex natural seleccionado. Fácil de ponerse y cómodo de llevar.
- La penetración del probado Phi-X174 Bacteriófago con ASTM F 1671.



Especificación de Producto Ref. 1610

Descripción de Producto	Guantes quirúrgicos de ponerse en húmedo, sin polvo, forma anatómica, puños con reborde, superficie texturado en la área de apretón, tamaño repujado, esterilizado.								
Tamaño		5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
Anchura de la palma	mm	70±6	76±6	83±6	89±6	95±6	102±6	108±6	114±6
Longitud Total	mm	290 ± 5							
	inch	11.42 ± 0.2							
Espesor de la capa sola		Dedos		Palma		Puño			
	mm	0.22 ± 0.03		0.22 ± 0.03		0.21 ± 0.03			
	mil	8.66 ± 1.18		8.66 ± 1.18		8.26 ± 1.18			
Propiedad Física	Tipo	Antes del envejecimiento			Después del envejecimiento				
		Estándar	MocareHealth		Estándar	MocareHealth			
	Fuerza a romper (N)	9		18		9		17	
	Resistencia a la tensión (Mpa)	24 (min)		26		18 (min)		23	
	Máxima elongación (%)	750		820		560		780	
Estrés en 500% elongación (Mpa)	5.5 (max)		3.5		-		-		
Esterilización	Esterilización por Gamma								
Estándar de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Se conforma con ASTM F 1671, ASTM D 3577, ASTM D 5712, EN 455, ISO10282 y AS/NZS 4179 • Agujero de alfiler 1.5 / 1.0 / 0.65 optional. • Obtuvo CE, FDA 510K. 								
Embalaje	50 pares / caja, 6 cajas / cartón								

Mocare Health Co., Ltd.

Tel : 886-4-8762747 SitioWeb : <http://www.mocarehealth.com>

Fax : 886-4-8762749 E-mail : service@mocarehealth.com

Oficina: No.216, Laonong Rd., Tianzhong Township, Changhua County , 52046, Taiwan (R.O.C.)



